



 **Bi-Prone**

Set di **POSIZIONATORI PRONI**  
per distress respiratorio

POSIZIONATORI TERAPIA INTENSIVA



- + COMFORT
- + MODULARITÀ
- + EFFICACIA DEL TRATTAMENTO

[www.biomatrix.it](http://www.biomatrix.it)



+NEW



Bi-Prone


SET **SO06830**



EXTRA  
MODULARE  
EXTRA  
COMFORT

## Set di posizionatori proni per distress respiratorio

SO06830 è un set di cuscini della linea **Bi-Prone** studiata per favorire la pronazione del paziente affetto da ARDS, *sindrome da distress respiratorio acuto*. L'ARDS è una lesione polmonare infiammatoria diffusa e acuta che provoca grave insufficienza respiratoria, spesso comportando la conseguente necessità di supporto ventilatorio meccanico.



### Appoggiatesta in **POLIURETANO MONOUSO**


- Portanza e sostegno al capo del paziente
- Comfort e contrasto all'insorgenza di decubito

### Cuscini di **POSIZIONAMENTO IN POLIURETANO RIUTILIZZABILI**

- Cover sfoderabile in poliuretano bielastico e traspirante

## Facilità d'uso nel supporto alla **FUNZIONE RESPIRATORIA**

È dimostrato come la pronazione del paziente possa migliorare la funzione respiratoria e l'ossigenazione dei pazienti con ARDS: l'assunzione della posizione prona espone infatti la superficie dorsale del corpo con variazione della respirazione, che si riscontra essere più uniformemente distribuita nella regione polmonare dorsale e ventrale in questa posizione.




### **Migliore espansione polmonare**

Grazie alla riduzione della pressione su torace e addome.



### **Funzione anti-decubito**

Distribuzione omogenea del peso del corpo del paziente.



## **ALLINEAMENTO ANATOMICO**



Progettato per adattarsi alle conformazioni anatomiche del corpo, mantenendo una posizione prona corretta e confortevole.


I 4 cuscini sono stati studiati per distribuire il peso del corpo del paziente in modo omogeneo, esercitando un'importante funzione anti-decubito sui principali punti di pressione: il torace e gli arti superiori, le creste iliache, il bacino e gli arti inferiori.

## Cuscini di posizionamento in **POLIURETANO RIUTILIZZABILI**

Realizzato internamente in **poliuretano espanso e rivestito in tessuto poliuretanico microporoso**, traspirante, bielastico, impermeabile, antibatterico, anallergico, sterilizzabile e supportato da uno strato di maglia in Jersey con chiusura in Velcro che permette di sfoderarlo completamente e consentire il lavaggio e la disinfezione.

## Igiene e Sicurezza **LAVABILE + STERILIZZABILE**

La fodera di rivestimento è in poliuretano bielastico, morbida, traspirante, impermeabile, antibatterica, resistente al fuoco. La cover è lavabile in macchina ad una temperatura massima di 95° e può essere sterilizzata **in autoclave a 134°** per 3 minuti.



**SO06830**  
Set Completo



**SO03809**  
Set Cuscini  
Riutilizzabili



**SO03809A**  
Torace



**SO03809C**  
Arto inferiore  
(coscia)



**SO03809B**  
Bacino



**SO03809D**  
Arto inferiore  
(tibia)



**SO02804A**  
Appoggiatesta  
prono sagomato



4 pezzi inclusi nel set

**Riutilizzabili**

**Monouso**

### BioMatrix

Via Maffini, 23 - 29010 San Giuliano di Castelvetto (PC)  
Tel. +39.0523.826619 Fax. +39.0523826728  
e-mail: info@biomatrix.it



Tutti i diritti sono riservati. Variazioni possono essere apportate senza obbligo di preavviso. BioMatrix S.r.l. non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questa sede.

[www.biomatrix.it](http://www.biomatrix.it)