



PRODOTTI E COMPETENZE PER DISTRIBUTORI E OPERATORI SANITARI



Mobilizzazione Paziente

www.biomatrix.it





Rivenditore Autorizzato

Indice

Introduzione	4
Linea Transboard	8
Asse di trasferimento	11
Fodere Monouso Bi-ONE	12
Accessori per Transboard	13
Assi di scivolamento	14
Gurney	16
Teli per movimentazione	18
Sheet	19
Tubolar	20
Cuscini e sacchi di riposizionamento	21
Fasce e cinture ergonomiche	22
Sollevamento pazienti	24

Mobilizzazione paziente

Linea di ausili per il trasferimento ed il riposizionamento del paziente semi o non collaborante.



Sala operatoria



Lungodegenza



Emergenza



Terapia intensiva



Disabilità del paziente

È fondamentale identificare la disabilità del paziente, perché questa porta a muoversi con metodiche diverse.

Paziente non collaborante

Non può aiutare il movimento né con gli arti superiori né con gli arti inferiori (es.: tetraparetico, anziano allettato, paziente in anestesia generale, in coma, paziente che oppone resistenza alla mobilizzazione).

Paziente parzialmente collaborante

Può sfruttare una residua capacità di movimento (es.: emiplegico, paraplegico, paziente in fase di recupero funzionale).



Trasferimento tra superfici



Come scegliere il prodotto ideale

in base alle condizioni di salute del
paziente e alla procedura da eseguire

○ Sollevamento

Posizionamento in casi di emergenza

Sollevamento da terra dei feriti
Trasferimento dei feriti

Telo porta feriti



GURNEY



Sheet con maniglie



Patient Slider



○ Posizionamento nel letto

Cambio posizione
anti-decubito

Sheet



Tubular



Monouso



Pivot Soft



Sheet



Tubular



Rotazione

MidiSlide



MaxiSlide



Tubular + Monouso



Scaletta



Spostamento
verso il cuscino

Trasferimento paziente

Utilizzi operativi

○ Dislivelli e fessure tra letto e barella


Gli assi di trasferimento Transboard sono il giusto strumento per colmare dislivelli e fessure durante lo spostamento orizzontale dei pazienti da una superficie ad un'altra.

Grazie a questi ausili, è possibile traslare i degenti dal letto alla barella o dalla barella al tavolo operatorio e viceversa in totale sicurezza anche in caso di distanze fino a 20 cm tra le due superfici, o dislivelli fino a 15 cm.

○ Riduzione infortuni

I nostri Transboard sono resistenti e rivestiti da un tessuto ULF ad alto scorrimento che permette di traslare il paziente facendolo scivolare, col supporto dell'asse stesso, da una superficie all'altra, senza gravare sull'operatore.

Questa pratica abbassa notevolmente il rischio di infortunio tra gli operatori sanitari, garantendo al contempo una maggiore tutela del paziente, che viene movimentato in maniera assolutamente atraumatica.



○ Superfici di contatto sempre pulite

Grazie alla cover monouso, ogni Transboard può essere riutilizzato più volte senza necessità di una profonda sanificazione.

Suggerito anche in caso di pazienti incontinenti o feriti, per prevenire il fenomeno delle Cross-infection.



**Spostamento
non traumatico**



Da letto a barella e viceversa

Asse di trasferimento
ideato per agevolare lo
spostamento in sicurezza
dei pazienti, dal letto alla
barella oppure al tavolo
operatorio, con uno sforzo
minimo.

Cover estraibile
e lavabile in
lavatrice a 60°



Cover monouso
per evitare
cross-infection



Transboard PLUS
Pieghevole



Transboard PLUS
Rigido

Linea Transboard

Assi di trasferimento ideate per agevolare il lavoro quotidiano degli operatori sanitari, con particolare attenzione alla sicurezza del degente e del personale medico e paramedico.

Un modello studiato per ogni utilizzo:



Sala operatoria



Lungodegenza



Emergenza

**Transboard
PLUS**



**Transboard
LIGHT**



Transboard: Linea PLUS e Linea LIGHT

Transboard Linea PLUS e Linea LIGHT si differenziano principalmente per tipologia impugnatura, numero maniglie (4 nel PLUS e 2 nel LIGHT), portata (kg. 300 Linea PLUS e kg. 250 Linea: LIGHT).

Transboard PLUS provvisto di 4 maniglie in ABS, plastica indeformabile e resistente agli urti, che garantiscono una presa salda e confortevole per l'operatore. Utilizzati anche con pazienti bariatrici fino a 300 kg.

Transboard LIGHT dotato di 2 maniglie leggere, realizzate in Poliuretano e PVC, che lo rendono semplice da manovrare e facile da trasportare. Portata massima di 250 kg.

Entrambi i tipi di asse hanno in comune le seguenti caratteristiche:

- Sottile anima rigida di polietilene indeformabile leggermente imbottita con materiale amorfo, radiotrasparente ed impermeabile.
- Superano fessure fino a 20 cm e dislivelli fino a 15 cm.
- Questa lastra rigida è completamente sfoderabile, su di essa scorre un telo in Nylon ULF (ultra low friction).
- Atraumatici, antistatici anallergici e non abrasivi.
- Realizzati con saldature ad alta frequenza, facile da disinfettare.

Transboard LIGHT

Asse di trasferimento

Pieghevole



Aperto, durante l'utilizzo, copre tutta la superficie del letto. Quando non utilizzato, le due sezioni che lo compongono permettono di ripiegarlo facilmente con il minimo ingombro.

TR01100P

Dimensioni: 180x50 cm pieghevole

Peso: 2,3 Kg

Spessore asse: 1,5 cm

TR01100PB

Dimensioni: 125x50 cm pieghevole

Peso: 1,6 Kg

Spessore asse: 1,5 cm

TR01100PC

Dimensioni: 150x50 cm pieghevole

Peso: 2,0 Kg

Spessore asse: 1,5 cm



TR01100P

TR01100PB

TR01100PC

MOBILIZZAZIONE PAZIENTE

Asse di trasferimento

Rigida



TR01100R

Dimensioni: 180x50 cm rigido

Peso: 2,3 Kg

Spessore asse: 1,5 cm

TR01100RB

Dimensioni: 125x50 cm rigido

Peso: 1,6 Kg

Spessore asse: 1,5 cm

TR01100RC

Dimensioni: 150x50 cm rigido

Peso: 2,0 Kg


Spessore asse: 1,5 cm

+ NEW

TR01100R

TR01100RB

TR01100RC



BIOMATRIX
PRODOTTI MEDICALI

Asse di trasferimento

MINI 90x50 cm




TR01100M

Dimensioni: 90x50 cm rigido

Peso: 1,15 Kg

Spessore asse: 1,5 cm



Transboard PLUS

Asse di trasferimento

Pieghevole



TR01100PP

Dimensioni: 180x50 cm pieghevole

Peso: 3,9 Kg

TR01100PPB

Dimensioni: 125x50 cm pieghevole

Peso: 2,7 Kg

TR01100PPC

Dimensioni: 150x50 cm pieghevole

Peso: 3,0 Kg

TR01100PP

TR01100PPB

TR01100PPC

Aperto, durante l'utilizzo, copre tutta la superficie del letto. Quando non utilizzato, le due sezioni che lo compongono permettono di ripiegarlo facilmente con il minimo ingombro.



Borsa: TR01W100



Asse di trasferimento

Rigida



TR01100RP

TR01100RPB

TR01100RPC



TR01100RP

Dimensioni 180x50 cm rigido

Peso: 3,9 Kg

TR01100RPB

Dimensioni 125x50 cm rigido

Peso: 2,7 Kg

TR01100RPC

Dimensioni 150x50 cm rigido

Peso: 3,0 Kg

Asse di trasferimento

MINI 90x50 cm



TR01100MP



TR01100MP

Dimensioni: 90x50 cm rigido

Peso: 1,5 Kg

Accessori:


fodera di ricambio per misura

Codice	Misura
TR01100PF	180x50 cm
TR01100PBF	125x50 cm
TR01100PCF	150x50 cm
TR01100MF	90x50 cm

Fodere Monouso Bi-ONE

Per asse di trasferimento

Rotolo impermeabile, realizzato in film di Polietilene che protegge il sistema di trasferimento durante l'utilizzo. Disponibile in diverse misure. Il rotolo di polietilene è pretagliato, pronto all'uso con un semplice "strappo".



TR0116

Dati tecnici

Film di Polietilene 30 microns

Peso del supporto 1 kg

Impermeabile, leggerissimo e di facile utilizzo

TR0116A1

Fodera monouso per asse di trasferimento rigido e pieghevole

- 200x60 cm
- 1 rotolo / 100 fodere

TR0116B1

Fodera monouso per asse di trasferimento mini

- 100x60 cm
- 1 rotolo / 200 fodere



Transboard PLUS

Transboard LIGHT



Transboard PLUS
Pieghevole



Transboard PLUS
Rigido



Transboard PLUS
Mini



Transboard LIGHT
Pieghevole



Transboard LIGHT
Rigido



Transboard LIGHT
Mini

Accessori

per Transboard

Supporto a muro per monouso e gancio per asse di trasferimento.

Il supporto murale per rotolo monouso con gancio per assi di trasferimento, pensato per garantire massima igiene e minimo ingombro. Realizzato in filo di Acciaio Inox 18/10 inossidabile e antiruggine. Robusto, leggero e facile da montare.



TR01W100AG

Supporto a muro con GANCIO

Dati tecnici

Supporto inox: 18/10

Peso del supporto: 1 kg

Dimensioni: 69x21x13 cm



TR01W100B

Supporto a muro per MONOUSO

Dati tecnici

Supporto inox: 18/10

Peso del supporto: 1 kg

Dimensioni: 69x21x13 cm



Super Roll

Dispositivo di trasferimento per sala operatoria



SALA OPERATORIA

Presidio di trasferimento da sala operatoria, utilizzabile solo con paziente anestetizzato. Il lavoro dell'operatore è facilitato poiché permette di trasferire il paziente senza sollevarlo. Facile da usare e da igienizzare.



TR01114S

Stretto

Super roll 4 rulli

Dimensioni: 37x62 cm



TR01114L

Largo

Super roll 4 rulli

Dimensioni: 43x62 cm



Assi di scivolamento

Realizzati in polietilene, ideati per lo scivolamento in posizione seduta da una superficie all'altra (sedia a rotelle - sedile dell'auto / letto - sedia a rotelle), sullo stesso livello o con dislivelli minimi. Tutti gli assi sono provvisti di 2 fasce antiscivolo.



TR01110



Board "BANANA"

Dotato di alette protetti gambe.



Dati tecnici

TR01110

Dimensioni: 77x32,5 cm

Portata peso: 150 kg

TR01110B

Dimensioni: 62x26 cm

Portata peso: 200 kg

TR01110C

Dimensioni: 70x26 cm

Portata peso: 200 kg

TR01110D (Pediatrico)

Dimensioni: 58x26 cm

Portata peso: 160 kg



TR01108

Board



Dati tecnici

TR01108 - 59x32 cm

TR01108L - 76x32 cm

Materiale: polietilene

Portata peso: 200 kg



TR01109

Board "Farfalla"



Dotato di alette protetti gambe.

Dati tecnici

TR01109 - 59x32 cm

TR01109L - 76x32 cm

Materiale: polietilene

Portata peso: 180 kg



TR01109F

NEW

Board "Farfalla" Flex



Dotato di alette flessibili per proteggere gli arti inferiori e la schiena del paziente da urti accidentali.

Dati tecnici

TR01109F - 59x32 cm

TR01109FL - 76x32 cm

Materiale: polietilene

Portata peso: 180 kg

Patient Slider

Asse di trasferimento



TR01115

- Facilita la traslazione del paziente su livelli differenti (circa 15 cm) o con grandi fessure tra letto e barella o viceversa.
- Materiale solido, resistente, radiotrasparente, ecologico, non tossico.
- Provvisto di nastri di sicurezza antiscivolo (3m) alle estremità della parte inferiore.
- Superficie ad alto scivolamento.
- Utilizzabile anche a letto per il massaggio cardiaco.
- Grande disponibilità di dimensioni, leggero.
- Disponibile anche elettroconduttivo.
- Portata 200 kg.
- L'operazione di traslazione viene facilitata se sotto al paziente viene inserito un lenzuolo. In questo modo lo slider rimane fermo ed il paziente viene trasferito tirandolo con il lenzuolo.



TR01115A

Standard

Dimensioni: 183x56 cm

Peso: 3,9 Kg



TR01115B

Stretto

Dimensioni: 183x46 cm

Peso: 3,5 Kg



TR01115C

Largo

Dimensioni: 183x65 cm

Peso: 3,5 Kg

MOBILIZZAZIONE PAZIENTE



TR01124

Asse

per massaggio cardiaco

Asse massaggio cardiaco realizzato in laminato stratificato, spessore 8 mm, con fori maniglia, spigoli arrotondati e bordi smussati, completo di supporto in acciaio cromato.

Dimensioni: 60x45x0,8 H cm



Gurney

Telo ideato per agevolare il trasferimento ed il sollevamento dei pazienti dal pavimento, letto, barella, tavolo operatorio. Costituito da un'imbottitura in espanso ed irrigidito con una lastra di polietilene, sfilabile tramite apertura con cerniera (per facilitarne la pulizia). Munito di ampie maniglie laterali imbottite e senza cuciture, che facilitano la presa e lo spostamento del paziente in assoluta sicurezza.

● TR01101

GURNEY

telo con 4 maniglie



● TR01101M

GURNEY

telo con 6 maniglie



● TR01101L

GURNEY

telo con 10 maniglie



● TR01101L2

GURNEY

telo con 14 maniglie



TR01101XL

Telo portaferiti per obesi con 12 maniglie



In nylon ignifugo antistrappo e impermeabile,
dotato di 12 maniglie rinforzate.
Portata 350 Kg.



TR01105S

Pivot Disc Soft



Disco girevole morbido indicato per la movimentazione di pazienti con gravi deficit motori, con grande sensibilità ai piedi o con gravi problemi di mobilità negli arti inferiori. La sua rotazione impedisce brusche torsioni del tronco, favorendo così gli spostamenti. Ogni manovra di rotazione deve essere guidata da un operatore. Superficie d'appoggio antiscivolo.



Dati tecnici

Diametro: 40 cm

Materiale: due dischi in Nylon
ULF (Ultra Low Friction)



TR01105R

Pivot Disc Rigido con maniglia ø 38 cm



Supporto per movimentare, ruotare e sedere i pazienti con grandi problemi di deambulazione. La sua rotazione impedisce torsioni brusche del tronco e favorisce gli spostamenti da seduto a seduto. La rotazione deve essere guidata dall'operatore che con un piede ruota Pivot disc nella direzione desiderata. Dotato di superficie d'appoggio antiscivolo e maniglia per il trasporto.



Teli per movimentazione



TR01113MA



Telo tubolare con maniglie

Viene utilizzato per facilitare lo spostamento e la movimentazione dei pazienti allettati. Viene posizionato sotto il paziente come una traversa salva letto permettendone lo scivolamento nelle varie direzioni con facilità estrema.

Caratteristiche:

- Realizzato in nylon Ultra Low Friction, particolarmente adatto per questo tipo di utilizzo.
- Costituito da due strati sovrapposti ed uniti tramite Velcro. Lo strato inferiore è dotato di maniglie per gli spostamenti, lo strato superiore è realizzato in tessuto a basso attrito ed è ideale per la movimentazione.
- Finiture doppie ribattute.
- È radiotrasparente e resistente ai raggi UV.
- Realizzato in tessuto atossico, è disponibile in diverse misure.



Dati tecnici

Lavaggio: può essere lavato a 60° anche in lavatrice.

Dimensioni: **TR01113MA** - 150x70 cm



TR011261

NEW

Tubular monouso Bi-ONE

Dispositivo di trasferimento per sala operatoria

Telo tubolare monouso utilizzato per facilitare lo spostamento e la movimentazione dei pazienti allettati. Viene posizionato sotto il paziente come una traversa salva letto permettendone lo scivolamento nelle varie direzioni con facilità estrema. Tubular monouso che si presenta come un rotolo di polietilene è pretagliato, pronto all'uso con un semplice "strappo".

Attenzione: prima di utilizzare Tubular Monouso, strappare un telo, aprirlo in modo che l'aria all'interno permetta un maggiore scivolamento. Gettare il telo una volta che il paziente è stato movimentato.



Dati tecnici

Materiale: Film di Polietilene 60 microns.

Impermeabile, leggerissimo e di facile utilizzo.

Dimensione telo: 110x60 cm

Quantità: 1 rotolo/100 teli.

Sheet



● TR01112



Telino con maniglie per il posizionamento dei pazienti allettati.

Normalmente viene utilizzato doppio; il telino più grande direttamente sul materasso e, sopra, il telo più piccolo. Questi teli sono posizionati sul letto come una traversa salva letto: grazie alle diverse maniglie poste ai lati, il telo superiore a contatto con il paziente può essere mosso in tutte le direzioni con facilità estrema. È inoltre dotato di maniglie per una più agevole movimentazione.

Caratteristiche:

- Realizzato in nylon ULF Ultra Low Friction, particolarmente adatto per questo tipo di utilizzo.
 - Tessuto molto robusto e resistente che supporta spostamento con scivolamento per pesi superiori ai 250/300 kg.
 - Finiture doppie ribattute resistenti con maniglie.
 - È radiotrasparente e resistente ai raggi UV.
 - Realizzato in tessuto atossico, è disponibile in diverse dimensioni, anche su misura.
- Lavaggio: SHEET può essere lavata a 60° anche in lavatrice.

Dimensioni

TR01112A
Sheet 200x105 cm

TR01112B
Sheet 200x70 cm

TR01112C
Sheet 195x70 cm

TR01112D
Sheet 190x75 cm

TR01112E
Sheet 180x70 cm

TR01112F
Sheet 170x90 cm

TR01112G
Sheet 170x72 cm

TR01112H
Sheet 165x70 cm

TR01112I
Sheet 150x70 cm

TR01112J
Sheet 130x100 cm

TR01112K
Sheet 130x80 cm

TR01112L
Sheet 130x70 cm

TR01112M
Sheet 110x90 cm

TR01112N
Sheet 110x80 cm

TR01112O
Sheet 110x75 cm

TR01112P
Sheet 95x75 cm

TR01112Q
Sheet 90x50 cm

TR01112R
Sheet 70x70 cm

TR01112S
Sheet 70x50 cm


TR01112T
Sheet 65x55 cm

Tubolar

Telo tubolare per lo spostamento e la movimentazione dei pazienti allettati.



TR01113



Tubolar

Viene posizionato sotto il paziente come una traversa salva letto permettendone lo scivolamento nelle varie direzioni con facilità estrema.

Caratteristiche:

- Realizzato in nylon Ultra Low Friction, particolarmente adatto per questo tipo di utilizzo.
- Tessuto molto robusto e resistente che supporta spostamento con scivolamento per pesi superiori ai 250–300 kg.
- Finiture doppie ribattute.
- È radiotrasparente e resistente ai raggi UV.
- Realizzato in tessuto atossico, è disponibile in diverse dimensioni, realizzate anche su misura.

Lavaggio: TUBOLAR può essere lavata a 60° in lavatrice.



Dimensioni

TR01113A

Tubolar 195x70 cm

TR01113B

Tubolar 190x75 cm

TR01113C

Tubolar 180x60 cm

TR01113D

Tubolar 170x72 cm

TR01113E

Tubolar 150x80 cm

TR01113F

Tubolar 150x70 cm

TR01113G

Tubolar 130x80 cm

TR01113H

Tubolar 130x72 cm

TR01113I

Tubolar 110x180 cm

TR01113J

Tubolar 110x90 cm

TR01113K

Tubolar 110x75 cm

TR01113L

Tubolar 110x50 cm

TR01113M

Tubolar 100x70 cm

TR01113N

Tubolar 95x75 cm

TR01113O

Tubolar 90x70 cm

TR01113P

Tubolar 70x75 cm

TR01113Q

Tubolar 70x50 cm

TR01113R

Tubolar 65x55 cm

TR01113S

Tubolar 60x60 cm

TR01113T

Tubolar 50x40 cm

Cuscini e sacchi di riposizionamento



TR01106S



Minislide

Cuscini ideati per posturare e riposizionare il paziente a letto o in carrozzina, estremamente morbidi e confortevoli al tatto grazie alla loro imbottitura. Pensati per lungodegenza e uso domiciliare. Si differenziano per materiale di rivestimento e dimensioni.

Disponibilità e dimensioni:

TR01106SN 50x60 cm nylon
TR01106S 50x60 cm cotone
TR01W106SN Fodera in nylon



TR01106M



Midislide

Cuscini ideati per posturare e riposizionare il paziente a letto o in carrozzina, estremamente morbidi e confortevoli al tatto grazie alla loro imbottitura. Pensati per lungodegenza e uso domiciliare. Si differenziano per materiale di rivestimento e dimensioni.

Disponibilità e dimensioni:

TR01106MN 90x70 cm nylon
TR01106M 90x70 cm cotone
TR01W106MN Fodera in nylon



TR01102



One Wayslide

Cuscino in cotone per pazienti seduti, impedisce di assumere posture errate e previene lo scivolamento, ruota solo in un senso.

Disponibilità e dimensioni:

TR01102L 50x45 cm
TR01102 45x40 cm

TR01106LN



Maxislide

Sacco di trasferimento ideale per la movimentazione ed il trasferimento di pazienti dal letto alla barella, tra superfici dello stesso livello. La movimentazione può avvenire in maniera autonoma o con l'aiuto dell'operatore. Lasciato sotto il corpo del paziente offre un supporto antidecubito; funge invece da supporto posturale quando il paziente è in posizione laterale. Su richiesta viene dotato con fodera lavabile in nylon (TR01W106LN).

Dati tecnici

Lunghezza: 190 cm
Larghezza: 60 cm
Portata trasferimento: 250 kg
Portata in sospensione: 160 kg

TR01107



Turning Slide

Sacco morbido per il riposizionamento e la rotazione di pazienti allettati per lungodegenze ed assistenza domiciliare. Grazie agli appositi ganci per ancoraggio al letto può essere lasciato sotto il paziente, evitando ulteriori spostamenti; è utilizzato inoltre come ausilio di posizionamento.

Dati tecnici

Lunghezza: 190 cm, **Larghezza:** 90 cm
Materiale: est. cotone, int. ULF Ultra Low Friction
Portata trasferimento: 250 kg
Portata in sospensione: 160 kg

Fasce e cinture ergonomiche



TR01103



Sling

Fascia ergonomica con maniglie sui fianchi per trasferire e sollevare i pazienti. È dotata di maniglie doppie poste su entrambi i lati che aiutano gli operatori nelle varie fasi di trasferimento e permettono una presa sicura all'operatore. Particolarmente indicata per alzare il paziente dal letto e posizionarlo sulla carrozzina oppure per effettuare spostamenti nel letto e per i trasferimenti tra letto e carrozzina. La parte esterna è in nylon mentre la parte interna è in materiale antiscivolo che trattiene efficacemente il paziente; l'interno è imbottito per evitare di causare traumi al paziente.



TR01104



Belt

Particolarmente indicato per il sostegno del paziente in riabilitazione. Cintura dotata di maniglie orizzontali e verticali che offrono innumerevoli possibilità di presa. La chiusura anteriore è tramite clips di sicurezza, regolabile facilmente. L'interno è imbottito ed è foderato di materiale antiscivolo per fare una buona presa sul paziente senza causare traumi.

Portata omologata: 160 kg

Materiale: poliestere



Dimensioni

TR01104S - misura S cm 65/105 - 7 maniglie

TR01104M - misura M cm 80/120 - 9 maniglie

TR01104L - misura L cm 95/135 - 11 maniglie


TR01104XL - misura XL cm 110/150 - 13 maniglie

Ausili ed accessori



TRO1117

TAGLIA UNICA



Scaletta alzapazienti

Progettato per aiutare il paziente allettato a mettersi in posizione seduta o su sedia a rotelle. Dispone di sei bande separate con colori diversi. Realizzato in tessuto sintetico altamente resistente.


Dati tecnici

Lunghezza: 200 cm

Larghezza: 20 cm

Maniglie: 8

TRO1120



Materassino anticaduta

Materassino anticaduta utilizzato come protezione in caso di cadute accidentali dal letto. Costituito da una lastra in poliuretano espanso di alta densità 30 kg/m³ autoestinguente divisa in 3 sezioni. La fodera esterna è realizzata con tessuto poliammide trattato con PU, impermeabile, traspirante al vapore, elastico e ipoallergenico. La parte inferiore della fodera è costituita da tessuto antiscivolo realizzata in poliestere e PVC, ed evita l'eventuale scivolamento dell'utilizzatore.

Dimensioni

Lunghezza: 170 cm

Larghezza: 70 cm

Sezioni: 3

TRO1W120

VARIE MISURE

CUSTOM MADE

Zaino di trasporto



Zaino modulare pratico, compatto e semplice, adatto a molteplici usi. Si compone di un ampio vano centrale con apertura frontale. Completa lo zaino una tasca frontale, maniglie per il trasporto a mano e spallacci rinforzati. Realizzato in tessuto poliestere 600, disponibile nei colori: blu, rosso, arancio e nero. Cuciture rinforzate e robuste cerniere, fondo in PVC nero con 5 supporti di appoggio in plastica. È disponibile in diverse dimensioni, anche su misura.

Dimensioni

Lunghezza: 52 cm

Larghezza: 37 cm

Profondità: 25 cm

MOBILIZZAZIONE PAZIENTE

BIOMATRIX
PRODOTTI MEDICALI

Sollevamento pazienti

Sollevatore elettrico



Sollevamalai elettrico consigliato per uso professionale. La struttura è in tubo di acciaio verniciato a forno, con base regolabile elettricamente tramite telecomando. Dotato di 4 ruote piroettanti, colonna portante con maniglione di accompagnamento e comando a filo.

Il motore Timotion è elettrico con batterie ricaricabili. I comandi sono azionabili da telecomando o direttamente sulla centralina. Il sollevatore è dotato di braccio di sollevamento e bilancino.

La discesa di emergenza è attivabile direttamente sul motore. La portata massima del sollevatore è 205 Kg.

 TR01119E

Dimensioni

Altezza bilanciere: regolabile da 65 cm a 180 cm

Altezza massima braccio: 195 cm

Larghezza base: regolabile da 57 cm a 94 cm

Larghezza del bilanciere: 40 cm

Altezza maniglia di spinta a terra: 125 cm

Ingombro massimo: 128 x 107 cm





Imbragatura standard per sollevatore

Imbragatura standard per sollevatore con o senza testiera.



Senza testiera



TR01W119U

Dimensioni

Larghezza: 88 cm

Lunghezza: 107 cm

Portata massima: 180 kg



Con testiera



TR01W119TC

Dimensioni

Larghezza: 85 cm

Lunghezza: 91 cm

Portata massima: 180 kg

Note

[illegible]

Note

[illegible]



MOVIMENTAZIONE PAZIENTE

BioMatrix

Via Maffini, 23 - 29010 San Giuliano di Castelvetro (PC)
Tel. 0523.826619 Fax. 0523826728
e-mail: info@biomatrix.it

Tutti i diritti sono riservati. Variazioni possono essere apportate senza obbligo di preavviso.
BioMatrix S.r.l non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questa sede.

www.biomatrix.it

