

Posizionatore Octo-Pos



- + COMFORT
- + MODULARITÀ
- + FLESSIBILITÀ

Octo-Pos

modulare ed espandibile



La parte interna ha una
smussatura di 45°

Octo-Pos è realizzato in espanso
rivestito di resina poliuretanica
monocomponente idrorepellente,
ad alta resistenza, traspirante
esente da formaldeide,
bio-rigidamente degradabile,
non contiene additivi tossici




Massimo comfort
grazie a un nuovo
design arrotondato

Il nuovo design del posizionatore Octo-Pos offre
forme arrotondate soprattutto sui punti critici
di contatto. In questo modo si evitano danni da
pressione in modo particolare negli interventi di
lunga durata.

Ideale anche come
soluzione pediatrica

Flessibilità totale grazie ai moduli spaziatori aggiuntivi

Il posizionatore è dotato di serie di moduli asportabili di 5cm di spessore che permettono di impostare il dispositivo in modo ottimale sui pazienti. Per un dimensionamento ancora più preciso e per rispondere ad ogni esigenza della sala operatoria, sono disponibili kit di spaziatori da 2,5 cm.



Octo-Pos è:

Versatile


Un solo dispositivo per ogni tipologia di paziente.

Espandibile

La flessibilità del dispositivo gli consente di essere espandibile ottenendo diverse misure.

Modulare

Ogni modulo è rivestito di Velcro nella parte inferiore e lateralmente, questo permette la massima flessibilità del posizionamento.



Ideale anche
per posture non
convenzionali

Ideale per gli interventi che richiedono di esporre zone anatomiche particolari non raggiungibili in posture convenzionali come quella supina o prona.


Octo-Pos

Massima stabilità e modularità

Octo-Pos permette una massima stabilità grazie alla base rivestita in Velcro®. Questa soluzione oltre a consentire un posizionamento personalizzato dei moduli garantisce uno stabile ancoraggio evitando distacchi e scivolamento.



Ampia base in Velcro®



Octo-Pos è dotato di una serie di spaziatori in modo da garantire un perfetto adattamento del dispositivo al paziente.

BioMatrix

Via Maffini, 23 - 29010 San Giuliano di Castelvetto (PC)
Tel. 0523.826619 Fax. 0523826728
e-mail: info@biomatrix.it

Tutti i diritti sono riservati. Variazioni possono essere apportate senza obbligo di preavviso. BioMatrix S.r.l non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questa sede.

www.biomatrix.it

